




**QUICKCON VERBINDET**  
LABOR UND EINSENDER




Die Lösung für eine optimale  
Kommunikation

# OPTIMAL VERBUNDEN MIT IHREN EISENDERN


QuickCON ist die umfassendste Kommunikationslösung für Labore.

- Mit dem QuickCON Order Entry können **Laboranforderungen** vollständig digital erstellt, signiert und an das Labor übermittelt werden
- Befunde werden in Echtzeit übertragen und in einer umfangreichen **Befundauskunft** grafisch aufbereitet
- Darüber hinaus können Sie mit Ihren Einsendern **chatten** und **Dokumente** austauschen
- **Bestellungen von Versandmaterial** können komplett über den QuickCON Shop abgewickelt werden
- Stellen Sie wertvolle **Fachinformationen** bereit und maximieren Sie so Ihre Einsenderbindung
- Alle Funktionen von QuickCON stehen auch mobil als **App** zur Verfügung
- Und das Beste: QuickCON lässt sich dank **labor- und einsenderspezifischer Einstellmöglichkeiten** optimal an Ihre individuellen Abläufe anpassen


» QuickCON verbessert  
sämtliche Prozesse in der  
Kommunikation zwischen  
Labor und Einsender.




Order Entry




Befundauskunft




Chat



Dokumenten-  
austausch



Bestellabwicklung  
Versandmaterial



Wissens-  
bereitstellung

# ORDER ENTRY DIGITAL ÜBERMITTELT


## Unvergleichlich schnell

Ob Mikrobiologie, klinische Chemie oder Zytologie – egal um welchen Bereich es sich handelt, mit dem Order Entry ist jede digitale Laboranforderung sekundschnell erstellt. Das intuitiv zu bedienende System zeichnet sich durch seine hohe Geschwindigkeit und minimale Ladezeiten aus und bietet Ihnen dabei ein Maximum an Flexibilität und Individualität.

## Einfache Auftragserfassung

Wird in der Praxis ein neuer Auftrag angelegt, werden Patientendaten und Diagnosen automatisch aus dem Arztinformationssystem übernommen. Alle Angaben können ergänzt und die zu untersuchenden Analyte ausgewählt werden. Hierfür stehen intelligente Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Zudem können Einsender eigene Profile und Anforderungskarten anlegen, wodurch vor allem regelmäßig wiederkehrende Untersuchungen deutlich vereinfacht werden. Im Warenkorb werden alle anzufordernden Analysen abrechnungsspezifisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt.



## Massenverarbeitung von Auftragslisten

Aufträge können auch gesammelt für Patientenlisten erfasst werden. Ein Beispiel hierfür sind Dialyse-Patient:innen, bei denen regelmäßig dieselben Auftragsanforderungen bestehen. Einmalige oder wiederkehrende Beauftragungen für Patientengruppen werden so zum Kinderspiel.

## Automatische Druck- und Formularfunktion

Sobald ein Auftrag abgeschickt wird, wird die Labornummer eingetragen und ein Karteikarteneintrag erstellt. Die benötigten Etiketten werden automatisch in der richtigen Anzahl gedruckt und sämtliche relevante Scheine erstellt.

Neben den KBV-relevanten Scheinen, können auch individuelle, labor-spezifische Formulare automatisch generiert werden.



## Digitale Signatur und Übermittlung

Die signaturpflichtigen Scheine können digital signiert und papierlos an das LIS übertragen werden. Für die Signatur wird mit dem eHBA mittels Kartenlesegerät kommuniziert und der Schein erhält die qualifizierte elektronische Signatur (QES). Auch eine Stapelsignierung aller Scheine ist möglich. Alternativ können die Scheine auch ausgedruckt und händisch unterzeichnet werden.


## Entlastung im Labor

Eine manuelle Dateneingabe im Labor ist nicht mehr nötig. Alle Daten sind schon im System, noch bevor die zu untersuchende Probe eingetroffen ist und per Scan eindeutig zugewiesen wurde. Eine falsche Zuordnung der zu untersuchenden Materialien ist somit ausgeschlossen.

## Maximale Flexibilität

Sie haben die Möglichkeit, Anforderungskarten und Profile individuell zu definieren. Für eine maximale Flexibilität stehen Ihnen dabei vielfältige Optionen zur Verfügung. Zusätzlich können Sie individuelle Regelwerke definieren, wodurch mögliche Fehlerquellen von vornherein ausgeschlossen werden – zum Beispiel wenn die Anzahl der Untersuchungen bestimmter Analyte durch die Krankenkasse begrenzt ist. Auch Formulare und Etiketten können nach eigenem Wunsch gestaltet und konfiguriert werden – ganz ohne Programmierkenntnisse.

➔ **Mehrere Tausend Arztpraxen und Labore vertrauen bereits auf QuickCON.**



## BEFUNDAUSKUNFT IN ECHTZEIT



### Schnelle Befundauskunft

QuickCON überträgt Teil- und Endbefunde an Ihre Einsender – und zwar in Echtzeit. Bei den Einsendern werden die LDT-Dateien automatisch in das Arzteinformationssystem eingelesen.



### eFax

Mit der eFax-Funktion kann unkompliziert sichergestellt werden, dass Einsender garantiert über hochpathologische Befunde informiert werden. Hierfür werden die entsprechenden Befunde einzeln oder gesammelt übermittelt und anschließend automatisch in der Praxis ausgedruckt.

Das Papier beim Praxisdrucker ist ausgegangen? Eine Monitoring-Funktion informiert Sie, falls ein Befund nicht korrekt übermittelt werden konnte und gibt Aufschluss über den Grund. So können Sie die Praxis umgehend telefonisch informieren oder weitere Schritte einleiten – alle Schritte lassen sich direkt im Monitoring-System dokumentieren.



### Push-Notifications

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einsender per Push-Notification über kritische Werte zu informieren. Die Alarmgrenzen werden hierfür vom Labor definiert, können aber auch einsenderspezifisch festgelegt werden.

# DETAILREICHE BEFUNDANSICHT




## Umfassender Überblick

In der Befundauskunft von QuickCON können Ihre Einsender alle Befunde übersichtlich verwalten. Hierfür stehen verschiedene Filter-, Sortier- und Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Die Befunde können im PDF-Format angesehen, heruntergeladen oder gedruckt werden. Bei Bedarf können Befunde markiert oder mit Hinweisen versehen werden.



## Anschaulich visualisiert

In der Detailansicht des Befundes werden sämtliche Informationen einzeln aufgeschlüsselt. Dank anschaulicher Visualisierungen sind wichtige Daten auf einen Blick erkennbar, zum Beispiel ob ein Wert außerhalb des Normbereichs liegt. Diagramme wie der Thomas-Plot unterstützen Ärzte bei der Auswertung der Befunde. Ein Vergleich mit früheren Daten ist ebenfalls möglich. Hierzu lassen sich die entsprechenden Werte im Kumulativbericht als Diagramm grafisch darstellen.



## Einzelne Analyte im Blick

In der Analyte-Tagesansicht gibt es die Möglichkeit, nach einem bestimmten Analyt zu suchen und sich die Werte von allen Patient:innen innerhalb eines bestimmten Zeitraums direkt untereinander anzeigen zu lassen. Diese Übersicht lässt sich auch als Excel-Datei herunterladen.

# CHAT

## SCHNELL GEKLÄRT


### Kurze Wege

Um einen schnellen und unkomplizierten Austausch zwischen Labor und Praxis zu ermöglichen, verfügt QuickCON über eine Chatfunktion. Egal ob Sie eine Frage klären oder einen Anhang versenden möchten – Sie vermeiden unnötige Kommunikationswege und sparen viel Zeit.

Bei der Datenübertragung gehen wir auf Nummer sicher. Alle Daten werden ausschließlich auf dem Laborserver gespeichert. Die Übertragung erfolgt per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

### Optimaler Überblick

Im Posteingang haben Sie den Überblick über alle aktiven Chatverläufe. Sie sehen, ob eine Nachricht bereits gelesen wurde und werden per Push-Notification informiert, sobald eine neue Nachricht eingegangen ist.



### Einfache Bearbeitung

Um Anfragen schnell und effektiv zu bearbeiten, können je nach Bedarf unterschiedliche Gruppen (z.B. nach Abteilungen) angelegt oder Aufgaben eindeutig zugewiesen werden.

So ist immer klar, welche Nachricht von wem bearbeitet wird. Ist eine Anfrage erledigt, kann diese einfach abgehakt werden.

Die Chatfunktion schont Ihre Ressourcen und bietet Ihren Kund:innen optimalen Service.

Übrigens: Der QuickCON Chat eignet sich auch ideal für Ihre interne Kommunikation.

## DOKUMENTE

### EINFACHER AUSTAUSCH



#### Dokumente bereitstellen

In der Dokumentenansicht können Sie der Arztpraxis sämtliche Arten von Dokumenten bereitstellen – egal ob Befunde, Arzt schreiben, Rechnungen oder Rundschreiben.

Diese können sowohl an alle Einsender, an eine bestimmte Fachgruppe oder nur an ausgewählte Einsender verschickt werden.



#### Überblick behalten

Alle Dokumente sind übersichtlich in einer Liste aufgeführt. Sobald eine Datei vom Empfänger angesehen wird, wird dies protokolliert. So behalten Sie im Labor immer den Überblick, welche Informationen bereits bei Ihren Einsendern eingegangen sind.

Das jeweilige Dokument kann in der Praxis direkt angesehen, heruntergeladen oder im PDF-Format geöffnet werden. Je nach Bedarf können die Dateien auch gedruckt oder in einem lokalen Ordner gespeichert werden.

## SHOP-BESTELLUNG LEICHT GEMACHT



#### Bequeme Bestellung

Beliefern Sie Ihre Kund:innen mit Versandmaterial? Über den integrierten Shop können Ihre Einsender ihre Bestellungen ganz bequem abwickeln und haben jederzeit die Möglichkeit, den aktuellen Bestellstatus einzusehen.



#### Bestelllisten

Ihre Einsender haben die Möglichkeit, alle verfügbaren Produkte einzusehen oder gezielt nach Produkten zu suchen. Bei regelmäßiger Bestellung bestimmter Produkte, können diese in einer Liste zusammengefasst werden. So ist die nächste Bestellung mit einem Mausklick erledigt.



#### Einfache Verwaltung

Über das Shop-Modul haben Sie im Labor immer den vollen Überblick über die eingegangenen Bestellungen. Sie können Ihre Produkte ganz einfach selbst verwalten, indem Sie Artikelbeschreibungen und -merkmale sowie Bilder hinzufügen. Übrigens: Kundenpreise lassen sich auch individuell festlegen.

## WISSENSMODUL

### VIelfÄLTIGE INFORMATIONEN

#### Leistungsverzeichnis

Sie können Ihr Leistungsverzeichnis zentral in QuickCON pflegen und dabei automatisiert über sämtliche Kanäle veröffentlichen: Es kann Ihren Einsendern direkt in QuickCON präsentiert, auf der Homepage angezeigt und auf Knopfdruck als PDF für den Druck exportiert werden. Änderungen werden dabei sofort übernommen. So wird das Pflegen des Untersuchungsprogramms zum Kinderspiel und Ihre Einsender sind jederzeit umfassend über Ihre Leistungen informiert.

#### Wissensdatenbank

Die Wissensdatenbank enthält wertvolle Detailinformationen zu einzelnen Analyten, jeweils aufbereitet als Fachinformation für Ärzt:innen und als leicht verständliche Version für Patient:innen. Neben einer Beschreibung des Analyts wird auf die jeweiligen Indikationen, Untersuchungsmethoden und Normwerte eingegangen und die Bedeutung auffälliger Ergebnisse erläutert. Die Informationen können als PDF-Datei ausgegeben oder ausgedruckt werden. So haben alle Beteiligten Hintergrundinformationen zur jeweiligen Untersuchung direkt zur Hand – ein echter Mehrwert für Ihre Einsender und deren Patient:innen.

## LABAPP


### INFOS FÜR UNTERWEGS

#### Verfügbarkeit

Befunde von unterwegs abrufen und Nachrichten sofort beantworten – die LabApp bietet Ihren Einsendern alle Funktionen auch für unterwegs. So ist die Kommunikation immer und überall möglich. Gerade bei kritischen Befunden werden Ihre Einsender via Push-Nachricht sofort informiert – egal wo sie sind. Auch Shop-Bestellungen werden noch bequemer: Einsender können Produkte via Barcode-Scan zur Shop-Bestellliste hinzufügen – so kann die Bestellung direkt im Lager vorgenommen werden.

#### Sicherheit

Auch mit der LabApp garantieren wir Ihnen höchste Sicherheit. Jedes Endgerät erhält nur dann Zugriff auf die Daten, wenn es innerhalb der Arztpraxis freigeschaltet wird. Umgekehrt kann der Einsender diese jederzeit deaktivieren.



# ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

## Grenzenlose Flexibilität

Es steht eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten zu Verfügung. So können Sie sämtliche Settings auf Ihre individuellen Anforderungen und Prozesse abstimmen. Zudem können viele Einstellungen auch einsenderspezifisch konfiguriert werden. Dadurch bietet QuickCON maximale Flexibilität und lässt sich perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

## Modulvielfalt

QuickCON ist modular aufgebaut. Die Module lassen sich individuell miteinander kombinieren. Sie wählen genau die Bereiche und Funktionalitäten aus, die Sie benötigen. So kann QuickCON an Ihre individuellen Prozesse angepasst werden – und lässt sich neben Laboren jeder Größenordnung auch problemlos in Einrichtungen wie Kliniken oder Veterinär-laboren einsetzen.



### Effizientes Arbeiten

Die Softwarelösung sorgt für schnelle Abläufe, minimiert Fehlerquellen und spart Ressourcen.



### Schnelle Performance

Sie wurde nativ für Windows und MacOS entwickelt und punktet mit einer extrem hohen Geschwindigkeit und minimalen Ladezeiten.



### Sichere Übermittlung

Wir legen größten Wert auf Sicherheit – egal ob am Arbeitsplatz oder unterwegs.



### Personalisiertes Design

Wir passen QuickCON an Ihr Corporate Design an. So stärken Sie die Bindung zu Ihren Kund:innen.



### Installation & Anbindungen

QuickCON ist schnell beim Einsender installiert und einsatzbereit. Es kann nahezu an jedes LIS, AIS oder KIS angebunden werden.



### Optimale Verbindung

QuickCON verbessert alle Bereiche der Einsenderkommunikation – vom Order Entry bis zum Shop.

## WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

### » Lust auf neue Verbindungen?

Dann kontaktieren Sie uns. Gerne stellen wir Ihnen QuickCON persönlichen vor.

#### **BS software development GmbH & Co. KG**

Blaubeurer Straße 71 · 89077 Ulm  
Tel. +49 731 / 880 310 - 40  
infodev@bs-sd.de · www.bs-sd.de

